

リハビリテーション  
トレーニングツール

# TANO

タノ  
TANOのごあんない

## 自分の体がコントローラー。誰でも簡単に楽しめる。

**TANO** はコントローラーを持たずセンサーの前に立つだけで、体の動きや音声に反応して直感的に楽しめるソフトウェアです。40種類以上のプログラムは、リハビリテーションやトレーニングツールとしてだけでなく、レクリエーションツールとしても多くの施設で活用して頂いております。

**TANO** プログラムの魅力はゲームを進めていくうちに自然と無理なく楽しみながら体を動かすことができることです。理学療法の専門家の先生にプログラムを監修をして頂き、リハビリテーションに適した体の動きを取り入れております。また、年齢に関係なく誰でも簡単に使うことができ、座ったままでも最低限の動きだけで参加することができます。



## 40種類以上のバリエーション豊かなプログラム。



**TANO** プログラムは「**脳トレ**」「**運動**」「**発声**」「**ツール**」の4つのジャンルに分かれています。どのプログラムも簡単操作で目的にあわせて気軽に楽しめます。協力しながら体を動かしたり、声を出したりしていると自然と笑顔のコミュニケーションが広がっていきます。



### 脳トレ

歴史、計算、漢字など、右脳をフル活用するクイズがたくさん。脳の広い範囲を活発に働かせることができます。



- |       |        |          |        |
|-------|--------|----------|--------|
| あなうめ  | 並び替え   | 魚漢字      | 今日は何の日 |
| 都道府県  | 二字熟語   | 後だしじゃんけん | いくつある  |
| 時代クイズ | 写真あて   | 計算クイズ    | 百人一首   |
| 重なり文字 | 間違いさがし | ことわざ当て   | 等      |

### 運動

ひとりでも複数人でも、遊んでいるうちに自然と運動・訓練ができます。腕・肩・足など部位別に体を動かせます。



- |      |         |        |         |
|------|---------|--------|---------|
| とぞん  | 窓ふき     | さかなつり  | ラッキーボール |
| ふわふわ | 金魚すくい   | クレーン   | 判断力チェック |
| はなび  | 笑顔チェッカー | ブロック崩し | ラジオ体操   |
| 手まり  |         |        | 等       |

### 発声

声を出すことによって色々なものを動かし、操作できます。得点形式などで自然と大きな声が出せます。



- |          |       |           |
|----------|-------|-----------|
| カネカネキャッチ | 福わらい  | 英単語発音チェック |
| コロコロ     | 玉入れ列車 | 等         |

### ツール

写真撮影や抽選会などイベントなどで役立つプログラムのほか、毎日の測定、利用した記録なども確認できます。



- |         |        |         |       |
|---------|--------|---------|-------|
| スロットマシン | 記録     | 写真撮影    | カラオケ  |
| ピンゴ抽選   | 印刷     | スライドショー | ネット動画 |
| 設定      | センサー機能 |         | 等     |

# 多彩なプログラムで現場の要望にお答えします。

## ●少ないスタッフで対応ができる

事前に道具を揃えたり、準備をする必要がなく、スタッフの時間短縮ができます。参加人数やメンバー、時間によってプログラムを選べるので急な変更にも対応できます。

## ●楽しみながら運動ができる

プログラムで遊びながら自然と体を動かすことができます。腕や足といった部位別に動かすことができ、座ったままでも参加できます。

## ●毎日違ったレクリエーションができる

40種類以上のプログラムの中から声を出したり、体を動かしたり、お客様それぞれの好みに合わせたプログラムを選択でき、毎日違うレクリエーションが楽しめます。

## ●待合室などで自動再生できる

スタッフの監督がなくても、プログラムが流れたままにできる自動再生機能があります。待合室やお客様が来訪された時も一緒に楽しめます。

## 活動内容と導入実績

### ●理学療法を取り入れたリハビリテーション

TANOプログラムを、より効果的にリハビリテーションに役立てるため、理学療法の専門家の先生にプログラムの監修をして頂き、リハビリテーションに適した体の動き、使いやすさなど改良を加えました。更に実際に介護保険施設で利用して頂き、リハビリテーションでの効果などを測定・調査を実施しています。



私たちもおすすめします



常葉大学 保健医療学部  
理学療法学科  
小貫 睦巳 准教授

このような仮想現実ゲームは、これから生体センシング技術がさらに良くなることで無限の可能性のある分野です。これからの介護予防に欠かせない運動機器・プログラムとなっていくことでしょう。



通所介護・介護予防  
フィジオルーム見附町  
理学療法士 田中 一秀 様

リハビリテーションにおいて、心身機能の向上は必須でもあります。使用方法も過度な説明を必要とせず直感で操作することも自由度が高く、健康維持、自主トレーニングなど幅広く活用することが出来ます。

### ●導入実績

自治体・高齢者施設・医療機関・サロン・介護予防教室・心身障がい児施設・パソコン教室  
新規事業所イベント多数・全国各地（北海道・東京都・神奈川県・高知県・山口県）ほか多数

### ●受賞歴

第20回産業フロンティア賞 最優秀賞 かながわビジネスオーディション2014 三賞受賞  
(来場者賞・日本経営士会賞・神奈川県中小企業診断協会賞)



## セット内容

モーションセンサー (Kinect2)

TVマウントホルダー USB3.0



### 制御システム

- ソフトウェア
  - HDMI 接続ケーブル
  - キーボード
  - マウス / テンキーボード
- 保守費3年間  
■送料含まれます。  
■ソフトウェアはインストールされています。



●液晶モニターまたはプロジェクターはHDMI入力端子付き 1280×720以上、またはフルHD (1920×1080) をご用意ください。

### モーションセンサー (Kinect2)

- TV マウントホルダー
- 液晶モニターは含まれておりません。  
■メーカー保証1年間



### 本体仕様

OS	Windows®8/10 (64bit)
CPU	Intel®Corei3 以上
メモリ	4GB 以上
入力ポート	USB3.0
消費電力	50W(モニターは含まれません)
その他	HDMI 端子出力可能モデル

●Windows®7/32bit OS はご利用いただけません。

TANOに関するお申込み・お問い合わせは

株式会社ラッキーソフト



0463-23-7830



ラッキーソフト

検索

<http://www.luckysoft.jp/>

〒254-0034 神奈川県平塚市宝町11-1 平塚フジビル

受付時間 9:30~17:00 (土・日・祝日を除きます)

メールでのお問い合わせ info@luckysoft.jp